



Торговое название: «Rhapsody flow»

Показания к применению:

Порошок «Rhapsody flow» предназначен для проведения воздушно-абразивной профессиональной чистки зубов. Изготовлен на основе мелкодисперсных частиц бикарбоната натрия. Порошок "Rhapsody flow" используют для удаления слабоминерализованных зубных отложений и налета с наддесневой поверхности зубов. Небольшой размер гранул и разнообразие вкусовых добавок сделают процесс чистки более комфортным для пациента. Подходит для любых аппаратов воздушно-абразивной чистки зубов.

-Удаление плотного пигментированного зубного налета, в том числе налета курильщика.

-Подготовка поверхности к прямым реставрациям композитными пломбировочными материалами.

-Подготовка к установке реставрационных конструкций (виниров, коронок, вкладок и накладок).

-Гигиеническая чистка перед отбеливанием, фторированием, герметизацией фиссур.

Состав:

Бикарбонат натрия, ароматизатор.

Преимущества:

-Максимальный комфорт для пациента. Гранулы порошка «Rhapsody flow» имеют оптимальный размер частиц. Щадящим образом воздействуют на эмаль и снижают риск травмирования мягких тканей.

-Высокая эффективность удаления налета. Порошок на основе бикарбоната натрия лучше всего удаляет не только плотный пигментированный налет, но и слабоминерализованные зубные отложения.

-Совместимость с воздушно-абразивными системами всех производителей.

Общие указания:

-Порошок «Rhapsody flow» на основе бикарбоната натрия применяется исключительно для чистки наддесневой поверхности зубов.

-Чистка осуществляется воздушно-абразивными аппаратами любых производителей. Наконечники и конюли выбирают исходя из рекомендаций производителя аппарата.

Способ применения:

-Для защиты мягких тканей нанесите на поверхность губ и десен вазелиновое масло.

-Кончик конюли должен находиться на расстоянии 3-5 миллиметров от обрабатываемой поверхности. Поток абразива следует направлять по направлению от десны под углом 60°-90°.

-Не допускайте попадания абразивной струи на десневой край. Это приведет к значительному травмированию тканей.

-Обработку осуществляйте круговыми движениями не задерживаясь в одном месте больше чем на 5 секунд.

-После снятия зубных отложений воздушно-абразивным аппаратом следует произвести полировку поверхности эмали полировочной пастой с индексом RGA не более 15.

-В течение двух часов после процедуры не рекомендуется курить, употреблять красящие напитки и продукты.

Комплектация:

Пластиковый флакон с крышкой.

Масса порошка во флаконе 300 граммов.

Противопоказания:

Заболевания верхних дыхательных путей (в том числе у врача)

Инфекционные заболевания (в том числе СПИД, гепатит)

Беременность

Меры предосторожности:

При работе врачу следует надеть маску и перчатки. Врач и пациент должны быть в защитных очках.

Условия хранения:

Хранить при температуре до 30°C и относительной влажности 10-90%. Беречь от воздействия кислот. Не нагревать, не давать детям.

Срок годности указан на упаковке. Не использовать порошок с истекшим сроком годности.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.

Производитель:

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Ню штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия

Телефон: +49 36929 139999

E-mail: sales@queendental.de